



Evaluación del Prototipo GeneticDiag


He analizado el prototipo desde la perspectiva de un **genetista clínico**, basándome en los problemas detectados en las fases 1 y 2 del diseño (automatización, integración y explicabilidad).

Flujo de Trabajo Realizado

El proceso seguido emula un caso real de diagnóstico para una paciente con sospecha de **Retinosis Pigmentaria**.

The screenshot displays the 'G7 GeneticDiag PROTOTYPE' web application. At the top, a navigation bar includes the logo and a progress indicator with five steps, where step 1 is active. The main content area is titled '1. Configuración del Análisis'. It features a dropdown menu labeled 'Seleccionar Paciente (Historial Clínico)'. Below this is an information box stating 'Info: Antecedentes de ceguera nocturna'. A large dashed box contains an upload icon and the text 'Arrastra aquí el fichero .FASTQ' and 'o haz clic para explorar'. A blue button labeled 'Procesar Archivo →' is located at the bottom right.





Hallazgos Clave

- **Integración Clínica:** La vinculación automática de los antecedentes de "ceguera nocturna" permite que la IA priorice variantes en genes como *RHO*.
- **Priorización Visual:** El código de colores (Rojo para Patogénica, Verde para Benigna) facilita la identificación inmediata de la variante crítica en el gen *RHO*.
- **Explicabilidad:** El sistema no solo arroja una predicción del 92.5%, sino que cita literatura externa [cite: 235], lo cual es vital para la confianza médica.
- **Asistencia en Tiempo Real:** El chat lateral permite profundizar en el significado de variantes específicas sin salir de la herramienta.

Respuestas al Cuestionario del Genetista

Sobre el Flujo y Estructura

- **¿El flujo te pareció lógico?** Sí, imita el proceso deductivo clínico: Datos → Variantes → Interpretación → Validación.
- **¿Falta algo?** Un control de calidad (QC) inicial del FASTQ.
- **¿Sobra algo?** No, los pasos actuales son necesarios para la trazabilidad.
- **¿Cambio de orden?** Permitiría correcciones de configuración sin reiniciar todo el proceso.

Detalles de Pantalla

- **Pantalla de carga:** Faltan datos demográficos básicos (Edad/Sexo) visibles.
- **Procesamiento:** El log de acciones técnicas (ej: "Alineando con GRCh38") da confianza.
- **Listado de variantes:** Es imprescindible ver la **Profundidad (Depth)** y la **Clasificación ACMG**.
- **Predicción:** Las citas bibliográficas y las pruebas sugeridas la hacen útil en entorno real.
- **Comentarios:** El texto libre es ideal, pero etiquetas de "Falso Positivo" ayudarían al sistema.

Impacto y Usabilidad

- **Vinculación HI:** Muy intuitiva, es el "puente" que faltaba entre laboratorio y clínica.
- **Ahorro de tiempo:** Reduce drásticamente la búsqueda manual en bases de datos externas.
- **Punto de molestia:** Lo rechazaría si la explicabilidad fuera una "caja negra" sin citas.
- **Decisión Clínica:** Ayuda a decidir qué pruebas de confirmación fenotípica pedir (ej. ERG).

Chat Lateral

- **Percepción:** Herramienta de consulta rápida y apoyo para el informe final.
- **Acciones deseadas:** "Redacta un borrador del informe clínico".
- **Usos:** Preguntar por significado clínico, pedir explicación de predicción y siguientes pasos.

Conclusión

- **Recomendación:** Sí, especialmente para centros de alto volumen.
- **Imprescindible para el futuro:** Certificación sanitaria e integración con el LIMS hospitalario.